



# KOPILEN

Stand:011223

Ⓓ Zähelastische Folie, kein Verbund zu Acrylat.

**Anwendung:** Gießmasken für Provisorien, Bleich- und Ätzschielen, Medikamententräger, Dublierformen für Kunststoffduplikate. Hinweis: Schutzfolie muss vor dem Tiefziehen entfernt werden! **Temperaturen und Heizzeiten können ja nach Gerät variieren. Nicht alle Geräte besitzen eine manuelle Temperatursteuerung, in diesem Fall richten Sie sich bitte nach den Herstellerangaben Ihres Gerätes.**

Ⓔ Hard-elastic foil, does not bond to acrylate.

**Application:** Casting masks for provisional restorations, bleaching and etching splints, medication substrate, duplicating moulds for plastic duplicates. Note: The protective foil must be removed before deep drawing! **Temperatures and heating times may vary depending on the device. Not all devices have manual temperature control, in this case please refer to the manufacturer's instructions for your device.**

Ⓕ Film avec une élasticité dure, sans liaison à l'acrylate.

**Utilisation:** Meèles de coulée pour provisoires gouttières de blanchiment et de mordantage, supports de médicaments, moules pour répliques en résine. Remarque : Le film protecteur doit être retiré avant l'emboutissage. **Les températures et les temps de chauffage peuvent varier selon l'appareil. Tous les appareils ne disposent pas d'un contrôle manuel de la température, dans ce cas veuillez vous référer aux instructions du fabricant de votre appareil.**

Ⓖ I film elastici resistenti non si legano agli autopolimeri.


**Applicazione:** Sbiancamento, incisione e stecche per medicazione, maschere per il trasferimento delle staffe, maschere per la colata per corone e ponti prov., Calotte e stampi per duplicazione. Note: La pellicola protettiva deve essere rimossa prima della termoformatura! **Le temperature e i tempi di riscaldamento possono variare a seconda del dispositivo. Non tutti i dispositivi sono dotati di controllo manuale della temperatura, in questo caso fare riferimento alle istruzioni del produttore del proprio dispositivo.**

Ⓒ Houževnatá a pevná fólie, nespojuje se s akrylátom.

**Použití:** Lící masky pro provizorní, bělicí a leptací dlahy, zubní vložky, dublovací formy pro umělohmotné duplikáty. Pokyny: Před vytvarováním za tepla je třeba odstranit ochrannou fólii! **Teploty a doby ohřevu se mohou lišit v závislosti na zařízení. Ne všechna zařízení mají manuální regulaci teploty, v takovém případě se prosím řiďte pokyny výrobce vašeho zařízení.**

Ⓗ Nyúlékonyan elasztikus, autopolimerizátumokhoz nem kötő fóliák.

**Alkalmazás:** fogfehérítő-, savazó- és gyógyszerhordozó sínekhez, bracket transzfer sínekhez, továbbá ideiglenes koronákhoz és hidak öntősíneihez, öntősapkákhoz és dublirózó formákhoz. Megjegyzés: A mélyhűzés előtt a védőfóliát el kell távolítani! **A hőmérséklet és a fűtési idő a készüléktől függően változhat. Nem minden készülék rendelkezik manuális hőmérséklet-szabályozással, ebben az esetben kérjük, olvassa el a gyártó készülékre vonatkozó utasításait.**

		
<b>M+W KopiLen 0,8 x 120 mm</b>	<b>230°C</b>	<b>180 Sek./ sec./ mp</b>
<b>M+W KopiLen 0,5 x 125 mm</b>	<b>250°C</b>	<b>149 Sek./ sec./ mp</b>
<b>M+W KopiLen 0,8 x 125 mm</b>	<b>230°C</b>	<b>180 Sek./ sec./ mp</b>



 Bart Medical s.r.l. · Viale Vincenzo Randi, 118 · 48121 Ravenna/Italy

 Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40

63654 Büdingen/Germany · Tel.: +49 (0) 60 42 - 88 00 88