

9. Use VivaStyle White daily without skipping a day. The varnish may be applied once or twice a day, depending on how the treatment fits into the daily schedule. A new dispensing cup and brush should be used for every application.

Notes

The following points should be noted in particular during the treatment:

- Avoid consuming citrus fruit and fruit juices, as they can promote hypersensitivity.
- Avoid the consumption of coffee, tea, red wine and colas as well as smoking to prevent the risk of staining the teeth.
- Only natural teeth are whitened. The appearance of existing restorations in the front teeth may no longer match that of the whitened teeth. Therefore, these restorations may have to be replaced.
- The treatment with VivaStyle White should be completed at least two weeks prior to the placement of tooth-coloured restorations.
- The teeth cannot be made to look whiter than their natural colour.
- The application of a thicker layer or several layers of varnish does not improve the results.
- The set varnish may appear to coat the teeth unevenly. This does not change the effectiveness of the product.

Warning

Avoid contact of the material with the skin, mucous membrane and eyes. After accidental contact, rinse the affected area with copious amounts of water. If contact with the eyes occurs, immediately rinse with plenty of water and seek medical advice.

Storage

- VivaStyle White is highly flammable
- Protect VivaStyle White from heat and sunlight
- Do not use after the date of expiration
- Store at < 30 °C / 86 °F.

Keep out of the reach of children!

The material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of use. The user is responsible for testing the products for their suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions.

Deutsch

Beschreibung

Bei VivaStyle White handelt es sich um einen Lack, der zum Aufhellen vitaler und devitaler Zähne dient. Das Produkt wird durch den Verbraucher angewendet. Es wird mit Hilfe eines Pinsels appliziert.

Zusammensetzung

Alcohol, Ethylcellulose, 0.1% Hydrogen Peroxide, Aqua, Panthenol, Aroma.

Aktiver Bestandteil: 0.1% Wasserstoffperoxid.

Eine Standtube enthält 17 g Lack. Dies entspricht 20 ml.

Indikation

- Aufhellen verfärbter vitaler Zähne
- Aufhellen verfärbter devitaler Zähne

Gegenanzeigen

VivaStyle White darf nicht angewendet werden:

- während der Schwangerschaft und der Stillperiode
- bei Kindern
- bei starken Rauchern
- bei starkem Alkoholkonsum
- bei bekannter Allergie auf einen der Inhaltsstoffe
- bei freiliegenden oder empfindlichen Zahnhälsen
- wenn Karies existiert
- wenn Füllungen oder Restaurationen Defizite aufweisen

Nebenwirkungen

Es kann kurzzeitig zu Irritationen der Schleimhaut und überempfindlichen Zähnen kommen. Diese Symptome verschwinden in der Regel innerhalb kurzer Zeit nach Beendigung bzw. Unterbrechung der Behandlung. Bei Verschlucken kann es zu kurzzeitiger Irritation des Magens kommen.

Anwendung

- VivaStyle White kann vom Kunden selbst, z. B. daheim angewendet werden.
- Es können sowohl einzelne Zähne als auch die ganze Zahnreihe aufgehellt werden.

Step by step

1. Die Zähne sorgfältig putzen. Die Zwischenräume mit Zahnseide reinigen. Gründlich ausspülen.
2. VivaStyle White in ein Portionierungsschälchen bis zum Rand einfüllen. Diese Menge reicht normalerweise für die Behandlung von Ober- und Unterkiefer.
3. Die Lippen so hoch- und zur Seite ziehen, dass die Zähne gut zu sehen sind.
4. Die Front der Oberkieferzähne mit einem weichen, saugfähigen Papiertuch trocken tupfen. Die Lippen weiterhin wegziehen, damit die Zahnoberflächen trocken bleiben.
5. Mit dem Pinsel eine dünne Schicht VivaStyle White gleichmässig auf die Aussenseite der oberen Zähne auftragen. Auch in Richtung der Zwischenräume sowie entlang des Zahnfleischrandes. Eine direkte Benetzung des Zahnfleisches ist zu vermeiden. Die Lippe noch ca. 30 Sekunden hochziehen, damit der Lack abtrocknen kann. Er erscheint dann matt weiss.
6. Im Anschluss die Unterkieferzähne trocknen und das Vorgehen wie oben beschrieben bis zum Aushärten des Lackes wiederholen.
7. Den Mund wieder schliessen. Der Lack verbleibt 10 Minuten auf den Zähnen. Hinweis: In dieser Zeit nicht essen, trinken oder rauchen.
8. Nach 10 Minuten den Lack mit einer weichen Zahnbürste ohne Zahnpasta entfernen. Gründlich spülen. Ausspucken – nicht schlucken.
9. VivaStyle White jeden Tag ohne Unterbrechung anwenden. Der Lack kann einmal oder zweimal pro Tag angewendet werden, je nachdem wie sich die Behandlung in den Tagesablauf integrieren lässt. Jeweils ein neues Portionierungsschälchen und einen ungebrauchten Pinsel benutzen.

Hinweise

Bis die Behandlung beendet ist:

- Den Verzehr von Zitrusfrüchten und Obstsaften vermeiden, da sie Überempfindlichkeiten fördern könnten
- Den Konsum von Kaffee, Schwarztee, Rotwein und Cola-Getränken sowie Rauchen vermeiden, um der Gefahr von Verfärbungen vorzubeugen
- Es werden nur die natürlichen Zähne aufgehellt. Vorhandene Restaurationen im sichtbaren Bereich passen nach der Behandlung farblich eventuell nicht mehr zu den aufgehellten Zähnen und sind gegebenenfalls zu ersetzen.
- Die VivaStyle White Anwendung sollte mindestens zwei Wochen vor einer Versorgung mit zahnfarbenen Restaurationen abgeschlossen sein.
- Die Zähne können nicht über die individuelle natürliche Zahnfarbe hinaus aufgehellt werden.
- Das Aufbringen einer dickeren oder mehrerer Lackschichten übereinander führt nicht zu besseren Ergebnissen.
- Nach dem Abtrocknen kann es den Anschein haben, als ob die Lackschicht die Zähne nicht ganz gleichmässig überzieht. Dies hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Produktes.

Warnhinweis: Haut-, Schleimhaut- und Augenkontakt vermeiden. Nach versehentlichem Kontakt die betroffenen Regionen mit viel Wasser spülen. Nach Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Lagerungshinweise:

- VivaStyle White ist hochentzündlich
- VivaStyle White vor Hitze und Sonnenlicht schützen
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
- Lagerung < 30 °C

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäss Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemässer Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Français

Description

VivaStyle White est un vernis d'éclaircissement des dents vivantes et dévitalisées, présenté en pinceau applicateur, et appliqué par le patient.

Composition

Alcohol, Ethylcellulose, 0.1% Hydrogen Peroxide, Aqua, Panthenol, Aroma.

Composant actif : 0.1% de peroxyde d'hydrogène Un tube contient 17 g de vernis.

Cela correspond à 20 ml.

LT Naudojimo instrukcijos
Dantų balinimo lakas neprofesionaliam naudojimui namuose

МК Упатство за употреба
Глазура за белење на забите за непрофесионална домашна употреба

PL Instrukcja stosowania
Lakier do samodzielnego wybielania zębów w warunkach domowych

SV Bruksanvisning
Tandblekningslack för hemmabruk

DA Brugsanvisning
Lak til ikke-professionel hjemmeblegning af tænder

Date information prepared:
2020-10-22 / Rev. 0
746850 / WW

ivoclar
vivadent[®]
clinical

ivoclar
vivadent[®]
clinical

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclarvivadent.com