



Μέρτα, παρασκευασμένη με ζεστό νερό.

Μέρτα, παρασκευασμένη με κρύο νερό.

**Μέρτα** **πρόληπτικής προστασίας** Το δελτία δεδομένων ασφαλείας της 3Μ μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον δικτυακό τόπο www.3mm.com ή ερχόμενοι σε επαφή με την τοπική θυγατρική εταιρεία.

**Παρασκευή της κοιλότητας**

- Αφαιρέστε μονάχα τους τερηδογονικούς οδοντικούς ιστούς. Υποκαρκίς δεν κρίνονται απαραίτητες.
- Ο παρασκευές να μην καταλήγουν σε όρια λεπτού πάχους.
- Για το υλικό απαιτείται πάχος τοιχωμάτων 0,5 mm.
- Καθαρσίστε την κοιλότητα με νερό και στεγνώστε την με αέρα.

**Προσάσια του πολφού**

Εάν είναι αναγκαίο, καλύψτε τις περιοχές πλησίον του πολφού με ένα σκείασμα υδροξειδίου του ασβετίου, για να αποτρέψετε κάθε ερεθισμό του πολφού.

**Προετοιμασία (conditioning) του οδοντικών ιστών**

- Για να έχετε ιδανική χημική πρόσφυση στους οδοντικούς ιστούς, αφαιρέστε σχολαστικά το στρώμα ξεσμάτων που δημιουργήθηκε κατά την παρασκευή του δοντιού, εφαρμόζοντας το Ketac Conditioner στις παρασκευασμένες επιφάνειες και αφήστε το να δράσει για 10 δευτερόλεπτα.
- Ξεπλύνετε στη συνέχεια με άφθονο νερό.
- Στεγνώστε την κοιλότητα σε μόνο 2-3 σύντομα διαστήματα, φρονώντας με αέρα που δεν περιέχει νερό και λάδι ή στεγνώστε με πολυμία βάρβακος. Μην στεγνώνετε υπερβολικά!
  - Η κοιλότητα θα πρέπει να έχει μια καλύτερη εμφάνιση. Υπέμετρο στεγνώμα μπορεί να οδηγήσει μετά την τοποθέτηση της έμφραξης σε μετεχειρητικές ευσθησίες.**
- Αποσφύγετε την εκ νέου επιμόλυνση.

**Χρόνοι**

Στους 23°C/73°F θερμοκρασίας δωματίου, οι σε 50% σχετική υγρασία ισχύουν οι ακόλουθοι χρόνοι εργασίας.

Ανάμιξη	min:sec
Χρόνος εργασίας από την έναρξη της ανάμιξης	1:00
Πήξη από την έναρξη της ανάμιξης	2:00
	7:00

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν το συνολικό χρόνο εργασίας, οι χαμηλότερες, αντίθετα, τον αυξάνουν (π.χ. ανάμιξη σε μία γυάλινη πλάκα). Μεγαλύτερη ποσότητα σκόνης μειώνει επίσης τους χρόνους εργασίας. Η υπέρβαση του χρόνου εργασίας οδηγεί σε απώλεια της πρόσφυσης σε αδαμαντίνη και οδοντίνη.

**Δοσολογία**

Η αναλογία μίξης κατά βάρος είναι 3,2 μέρη σκόνης (1 γεμάτη αλλά όχι υπερχειλισμένη κουταλιά) προς 1 μέρος υγρού (1 σταγόνα).

- Ανακινήστε τη φιάλη σκόνης για να αναμίξετε τη σκόνη.
- Βυθίστε το παρεχόμενο κοχλιάριο στη σκόνη και χρησιμοποιήστε τον πλαστικό αποξεστήρα στο άνοιγμα της φιάλης για εξίσωση της στάθμης. Να αποφεύγετε τη συμπίεση της σκόνης.
- Δοσομετρήστε επαρκή ποσότητα σκόνης σε ένα μπλοκ ανάμιξης.
- Κρατήστε τη φιάλη του υγρού σε κάθετη θέση και δοσομετρήστε δίπλα από τη σκόνη τον κατάλληλο αριθμό σταγόνων για την ποσότητα της σκόνης.
  - Το σταγονόμετρο δε θα πρέπει να φέρει υπολειμματα αποξηραμένου υγρού, και η δοσολογημένη σταγόνα δεν επιτρέπεται να έχει φρασσαλίδες αέρα!
- Ξαρκαιάστε προσεκτικά και τις δύο φιάλες μετά την χρήση και βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν υπολείματα σκόνης στον πλαστικό αποξεστήρα της φιάλης σκόνης.

**Ανάμιξη**

- Η κατεργασία του Ketac Fil Plus να γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου στους 20-25°C/68-77°F.
- Ανακατέψτε μία σπάτουλα κονιάς από μέταλλο ή ακρυλικό επάνω σε ένα μπλοκ ανάμιξης ή σε μία γυάλινη πλάκα.
- Ιδανική είναι η ανάμιξη το ποσό δύο μερών σκόνης με το υγρό.
- Επιλαίψετε την πάστα αρκετές φορές επάνω στην πλάκα, μέχρι να αποκτήσει ομοιογενή σύσταση.

**Εφαρμογή**

- Τοποθετήστε το Ketac Fil Plus κατά τμήματα.
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αποφεύγετε κάθε πιθανή επιμόλυνση.
- Το υλικό προσκολλάται στα μεταλλικά εργαλεία και γι' αυτό πριν την πήξη του να τα ξεπλύνετε με κρύο νερό.

**Προστασία της έμφραξης**

Δεν είναι απαραίτητη η επιστρωση ενός προστατευτικού στρώματος στην έμφραξη. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εφαρμογή προστατευτικού στρώματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βαζελίνη και/ή βαμβάκερά ρολά για προστασία έμφραξης, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

- Εφαρμόστε βαζελίνη σε όλες τις εκτεθειμένες επιφάνειες της υαλοιομερούς κονιάς αμέσως μετά την διαμόρφωση.

**Επεξεργασία**

- Επεξεργαστείτε το υλικό το νωρίτερο 7 λεπτά μετά την έναρξη της ανάμιξης του με τροχολιθάκια Arkansas, λεπτόκοκκα διαμάντια, δίσκους λείανσης με συνεχώς ελαττούμενο μέγεθος κόκκων ή σλικουονούα ελαστικά.
- Εάν το επιθυμείτε, εφαρμόστε ξανά βαζελίνας για σφράγισμα της επιφάνειας.

**Αποθήκευση και λήξη**

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία 15-25°C/59-77°F. Νε, μη χρησιμοποιείται μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης.

**Πληροφόρηση πελατών**

Κανένα δεν έχει άδεια να παρέχει οπιοειδότητες πληροφορίες που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στο προπρό φύλλο οδηγιών.

**Εγγύηση**

Η 3Μ Deutschland GmbH εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3Μ Deutschland GmbH ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΗΘΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΙΛΟΓΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος και για την εφαρμογή του. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου της εγγύησης, η αποκλειστική σας αποκατάσταση και μοναδική υποχώρηση της 3Μ Deutschland GmbH θα είναι η επικοική ή αντικατάσταση του προϊόντος 3Μ Deutschland GmbH.

**Περιορισμός ευθύνης**

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η 3Μ Deutschland GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύπτει από το παρόν προϊόν, είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπαγόμενη, ανεξάρτητα από τη διεκδικούμενη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, του συμβολαίου, της αμέλειας ή αντικειμενικής ευθύνης.

Τελευταία αναθεώρηση Νοέμβριος 2019

<span><span></span></span> <b>SV</b> <b>SVENSKA</b>
---

**Προductbeskrivning**

Ketac™ Fil Plus är ett röntgenopakt glasjonomer-fyllningsmaterial som kan blandas för hand; det används för bulk-fyllingar. Genom sin kemiska vidhäftningsformåga på email och dentin behövs endast en skonsam preparation och man får en särskilt tät fyllingskant. Materialet avger fluoridjoner och kan appliceras utan underfyllning. Ketac Fil Plus finns i olika nyanser som motsvarar VITA Classical color systemet.

☞ Spara den här informationen under produktens hela användningstid. Var god se respektive bruksanvisning för detaljer om alla nämnda produkter.

**Användningsområden**

- Klass III- och V-fyllningar
- Kilformade defekter
- Små klass I-fyllningar
- Fyllingar i mjölkänder
- Påbyggnadsfyllingar inför kronterapi
- Fissurförsegling

**Försiktighetsåtgärder**

3M säkerhetsdatablad finns att hämta på www.3mm.com eller på din lokala filial.

**Förbehandling av kaviteten**

- Avlägsna endast karies tandsubstans, underskär behövs ej.
- Preparera inte för tunn kanter, för materialet måste en kavitiesvägg på minst 0,5 mm vara säkertställd.
- Rengör kaviteten med vatten och torrlåstrå.

Pulpa av katt.

**Pulpaskydd**

För att undvika pulpaitritation bör pulpanära områden täckas över med ett fast stelnande calciumhydroxidpreparat.

**Konditionering**

- För att uppnå optimal kemisk bindning till tänderna måste man grundligt avlägsna det smear layer som bildas vid preparationen. Applicera Ketac Conditioner på de preparerade ytorna och låt det verka i 10 sekunder.
- Skölj därefter rikligt med vatten.
- Torrblåstra kaviteten i 2-3 korta tidsintervall med vatten- och oljefri luft eller torka med bomullspelets. Övertorka ej!
- Kaviteten bör vara matt glänsande. Överdriven torkning kan orsaka postoperativ känslighet efter fyllningen.**
- Undvik ytterligare kontaminering.

**Tider**

Vid rumstemperatur (23°C/73 °F) och 50 % rel. luftfuktighet gäller följande tider:

	min:sek
Blandning	1:00
Bearbeting fr.o.m. blandningens början	2:00
Hårdning fr.o.m. blandningens början	7:00

Högre temperaturer avkortar, lägre temperaturer förlänger bearbetningstiden (t.ex. blandning på kyl/glasplatta). Likaledes ger större mängd pulver kortare bearbetningstid. Om bearbetningstiden överskrider går vidhäftningsförmågan på email och dentin förlorad.

**Dosering**

- Blandningsförfhållandet är efter vikt 3,2 delar pulver (1 struken sked) :1 del vätska (1 droppe).
- Skaka pulverflaskan så att pulvret luckras upp.
- Doppa den bifogade skeden i pulvret och använd plastskrapan vid flask-öppningen för att jämna av skeden. Undvik att komprimera pulvret.
- Dosera tillräcklig mängd pulver på en blandningsplatt.
- Håll flaskan med vätskan i en vertikal position och dosera korrekt antal droppar för pulvernängden bredvid pulvret.
  - Det får inte finnas intorkad vätska i droppdosseraren, och det får inte finnas luftblåsor i den doserade droppen!
- Förslut båda flaskorna noggrant igen efter användning och se till att inga pulverrester finns kvar på plastskrapan i pulverflaskan.

**Blandning**

- Bearbeta Ketac Fil Plus i rumstemperatur (20-25 °C/68-77 °F).
- Blanda med cementspatel av metall eller plast på blandningsblock eller glasplatta.
- Optimalt tillsätts pulvret i maximalt två omgångar till vätskan.
- Stryk ut pastan flera gånger, tills konsistensen är homogen.

**Applicering**

- Applicera Ketac Fil Plus portionsvis.
- Undvik all kontaminatin under applicering.
- Materialet häftar på metallinstrument, och bör därför tvättas bort med kallt vatten innan det stelnar.

**Skydd av fyllning**

Det är inte nödvändigt att applicera ett skyddande skikt på fyllningen. Om ett skyddsskikt önskas, kan vaselin och/eller bomullsullar användas som fyllnings-skydd på följande sätt:

- ☞ Omedelbart efter formningen ska vaselin appliceras på alla exponerade ytor av glasjonomerementen.
- Efterbearbetning**
  - Efterbearbeta tidigast 7 minuter efter blandningens början med små Arkansas-sten, finkornig diaman, siliskvivri i avtagande korntorlek eller polerare för silikonfyllningar.
  - Vid behov ska vaselin appliceras igen för yttätning.

**Lagring och hållbarhet**

Förvara produkten i 15-25 °C/59-77 °F. Används inte efter utgånget förbrukningsdatum.

**Kundinformation**

Ingen har tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den information som ges i detta instruktionsblad.

**Garanti**

3M Deutschland GmbH garanterar att denna produkt är fri från material och tillverkningsdefekter. 3M Deutschland GmbH UTFÄRER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER SÄLJBARHET ELLER LÅMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visas vara defekt inom garantitiden är kundens enda krav och 3M Deutschland GmbH:s enda åtagande att reparera eller byta ut produkten.

**Ansvarsbegränsning**

I annat fall än då lag så föreskriver är 3M Deutschland GmbH inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig eller som konsekvens, oavsett av betydrad teori, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet eller direkt ansvar.

Uppdaterat november 2019

<span><span></span></span> <b>FI</b> <b>SUOMI</b>
---

**Tuoteseloste**

Ketac™ Fil Plus on röntgenopaakki kásisekotteitten lasi-ionomeeri-täyttemateriaali bulkkitäytettä varten. Koska se sitoutuu kiilteseen ja dentiniin kemiallisesti, täytteen valmistus on vähäinvasiivista ja materiaallia saavutetaan hyvä saumatiiveys. Materiaalista vapautuu fluori-ioneja ja sitä voidaan käyttää ilman eristystä. Ketac Fil Plus on saatavana VITA Classical -väriariskalan mukaisissa värisävyissä.

☞ Säilytä nämä käyttöohjeet tuotteen koko käytön ajan. Katso kaikkien tuotteiden mainittuun tuotteen yksityiskohdat vastaavista käyttöohjeista.

**Käyttöalueet**

- III- ja V-luokan täytteet
- Harjaukskulumat
- I-luokan pienet täytteet
- Maitohammastäytteet
- Hampaan täytteet ennen kruunupreparointia
- Fissuruforjintoit

**Varoitusmerkinnät**

3M käyttöturvatiedotteet (KTT) saa osoitteesta www.3mm.com tai Suomen työturvallisuksista.

**Kaviteitten preparaointi**

- Ainostaan kariontunut hammaskudos poistetaan, allemenoja ei tarvita.
- ÄEN PÄRREKI KAMIA ALHÄ ETT YHSEI, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΙΛΟΓΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος και για την εφαρμογή του. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου της εγγύησης, η αποκλειστική σας αποκατάσταση και μοναδική υποχώρηση της 3Μ Deutschland GmbH θα είναι η επικοική ή αντικατάσταση του προϊόντος 3Μ Deutschland GmbH.

**Pulpan suojaus**

Peitä pulpan lähellä olevat alueet tarvittaessa levittämällä niille pieni määrä kovettuvaa kalsiumhydroksidimateriaalia pulpan ärsytymisen estämiseksi.

**Esikäsitely**

- Poista preparoinnin aikana muodostunut porausjätekeros perusteellisesti, jotta optimaalinen kemiallinen sitoutuminen saavutetaan. Käytä preparoiduille pinnoille Ketac Conditioner ja anna anna vaikuttaa 10 sekuntia.
- Huuhtele alue sitten runsaalla vedellä perusteellisesti.
- Puustaa kaviiteetti kuivaksi 2-3 lyhyellä puhallusella. Ilman tulee olla vedettömä ja öljytöntä. Kaviiteetti voi myös kuivata vanurullalla. Älä ylikuivaa!
  - Kaviiteetin pinnan täytyy näyttää mattamaisen kiiltävältä. Ilian voimakas kuivaus paineilmalla voi aiheuttaa arkuutta paikkauksen jälkeen.**

- Vältä uudelleen kontaminointia.

**Ajat**

23 °C/73 °F:n huoneenlämpötilassa ja 50 <span> </span> %:n suht. ilmarekosteudessa noudatetaan:	min:s
sekoitus	1:00
työskentelyaika sekoituksen alusta	2:00
kovettuminen sekoituksen alusta	7:00

Korkeammat lämpötilat lyhentävät ja matalammat lämpötilat pidentävät työskentelyaikaa (esim. sekoitus jäähyteytilä lasilevyllä). Suurempi jauhemäärä lyhentää samaten työstoaikaa. Työstöajan ylittäminen johtaa kiilteen ja dentiniin kiinnittymisen heikkenemiseen.

**Annostelu**

- Seossehde on painon mukaan 3,2 osaa jauhetta (yksi tasalusikallinen) : 1 osa nestettä (1 tippa).
- Ravista jauhepulloa, jotta jauhe kuohkeutuu.
- Ota jauhetta mukana olevalla lusikalla ja pyyhkääse lusikkaa muoviosaan, jotta jauhe ei pötkäydy.
- Annostele riittävä määrä jauhetta lehtölle.
- Pida nestepullo pystyssä ja annostele jauhemäärään sopiva määrä tippoja jauheen viereen.
  - Tippa-annostelussa ei saa olla kuivuneita jäämiä, ja annosteltavassa tipassa ei saa olla ilmakuplia!
- Sulje kummatkin pulloit huolellisesti käytön jälkeen ja varmista, ettei jauhetta jää pulloin suulle.

**Sekoitus**

- Ketac Fil Plus työstetään 20–25 °C/68–77 °F:n huoneenlämpötilassa.
- Sekoiteidaan metalli- tai muovimentaliallasta sekoituslehtöillä tai lasilevyillä.
- Edullisimmin sekoitetaan jauhe kork. 2:nä annoksena nesteeseen.
- Pastaa levitetään useampaan kertaan, kunnes on saavutettu homogeeninen konsistenssi.

**Annostelu**

- Ketac Fil Plus:aa annostellaan erissä.
- Annostelun aikana on vältettävä kontaminaatiota.
- Materiaali kiinnityy metalli-instrumenteihin, jotka tulisi siksi pestä ennen kovettumista kylmällä vedellä.

**Täytteen suojaus**

Täytettä ei tarvitse suojata suojakerroksella. Jos suojakerros halutaan tehdä, täytteen suojaukseen voidaan käyttää vaseliinia jai/tai pumppulinalla seuraavasti:

- Levitä vaseliinia kaikille lasi-ionomeiseremtin näkyvissä oleville pinnoille heti suoliin.

**Viimeistely**

☞ Aikaisintaan 7 min kuluttua sekoituksen aloittamisesta työstetään Arkansasvilla, hienojakoisilla timantilla, hiontakorkoilla karkeutta vähentäen tai silikonikiillottimilla.

- Levitä tarvittaessa vaseliinia uudelleen pinnan tiivistämiseksi.

**Varastointi ja säilyvyys**

Säilytä tuotetta 15-25 °C/59-77 °F lämpötilassa.

- Ei saa käyttää eräytymispäivämäärän jälkeen.

**Asiakastietoa**

Ike oikeutta muuttaa näissä ohjeissa annettuja tietoja.

**Takuu**
3M Deutschland GmbH takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- tai valmistusvikoja.
3M Deutschland GmbH EI VASTAA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA SUORAAAN TAI VÄLILISESTI SEURAAVAT TÄSSÄ MAINITUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ. Käytännä tulee arvioida ennen tuotteen käyttöönotta sen soveltuvuus käyttötaroituksensa, ja hän on itse vastussa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä. Jos tuotteessa ilmenee vikaa takuuaikana, 3M Deutschland GmbH sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan viallisiksi osoitetut tuotteensa uusiin.

Tietojen antoaika marraskuu 2019

<span><span></span></span> <b>DA</b> <b>DANSK</b>
---

**Produktbeskrivelse**

Ketac™ Fil Plus er et radioopage glasjonomer fyldningsmateriale, som håndblendes og anvendes til bulkfyldninger. På grund af den kemiske binding til email og dentin kan der foretages en skånsom præparation, og det giver en tæt fyldningskant. Materialet afgiver fluoridjoner og kan appliceres uden underfyldning. Ketac Fil Plus fås i forskellige farver i overensstemmelse med VITA Classical-fargesystemet.

☞ Denne brugsanvisning skal opbevares, så længe produktet anvendes. Detaljer vedr. alle nævnte produkter fremgår af brugsanvisningen for det pågældende produkt.

**Indikationer**

- Klasse III- og V-fyldninger
- Kileformede defekter
- Små klasse I-fyldninger
- Mælkestandfyldninger
- Opbygninger under kroner
- Fissurførsegling

**Forholdsregler**

3M sikkerhedsdatablade kan rekvireres på vores hjemmeside www.3mm.com eller hos Deres lokale forhandler.

**Kaviteitspreparation**

- Fjern kun karies tandsubstans, underskæringer er ikke nødvendige.
- Undgå at preparere tynde bevæls, materialet kræver en tykkelse på mindst 0,5 mm.
- Rengør kaviteten med vand, og tørblæs med luft.

**Pulpabeskyttelse**

Hvis det er nødvendigt, skal pulpanære områder dækkes med et hårdtbindende calciumhydroxid præparat for at forebygge irritation af pulpa.

**Konditionering**

- For at opnå en optimal kemisk adhesion til tænderne skal smørelaget fjernes omhyggeligt. Hertil anvendes Ketac Conditioner som påføres den præparerede overflade. Lad det virke i 10 sek.
- Derefter skylles med rigeligt vand.
- Kaviteten blæses tør i kun 2-3 korte intervaller med vand og oliefri luft eller duppes tør med vatpellet. Der bør ikke overtræres!
  - Kaviteten skal have et let skinnende udseende. Overdreven tørægning kan resultere i postoperativ sensitivitet.**
- Kontamination bør undgås.

**Tider**

Ved en rumtemperatur på 23°C og en relativ luftfugtighed på 50 % gælder følgende tider:

Blanding	1:00
Arbejdstid fra start af blanding	2:00
Afbindningstid fra start af blanding	7:00

Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger arbejdstiden (fx blanding på alkeal glasplade). En større pulvemængde vil ligeledes forkorte arbejdstiden. Overskrideres af arbejdstiden medfører reduktion af adhesion til email og dentin.

**Dosering**

- Blandingsforholdet (efter vægt) er 3,2 dele pulver (1 strøget skefuld) :1 del væske (1 dråbe).
- Pulverflaskan rystes, så pulveret løsnes.
- Dyp pulvret op med den vedlagte ske, og stryg skeen af på plastindsatsen. Pulvret må ikke komprimeres.
- Doser tilstrækkelig meget pulver på en blok.
- Hold flasken med væsken lodret, og doser det antal dråber, der passer til pulvernængden. Væsken doseres ved siden af pulvret.
- Der må ikke være indtræet væske i dråbedoseringsenheden, og den doserede dråbe må ikke indeholde luftbobler!
- Luk begge flasker omhyggeligt efter brug, og sørg for, at der ikke er pulver på pulverflaskens plastindsats.

**Blanding**

- Anvend Ketac Fil Plus ved en rumtemperatur på 20-25 °C.
- Brug en spatel af metal eller plast og en blændebløt eller en glasplade.
- Tilføj ideel pulvret til væsken i 2 portioner.
- Stryg pastaan ud flere gange, indtil den har en homogen konsistens.

**Applicering**

- Ketac Fil Plus appliceres portionsvis.
- Under appliceringen skal enhver kontamination undgås.
- Materialet binder til metallinstrumenter og bør derfor vaskes af med koldt vand, før afbinding finder sted.

**Beskyttelse af fyldningen**

Det er ikke nødvendigt at applicere et beskyttelseslag på fyldningen. Hvis et beskyttelseslag ønskes, kan vaseline og/eller vatruller anvendes som fyldningsbeskyttelse på følgende måde:

- ☞ Umiddelbart efter opmodellering påføres vaseline på alle glas