

simplee

SIMPLE STONE

Allround Super-Hart-Gips der Klasse IV. Universell einsetzbar zur Herstellung von Kontroll- und Meistermodellen, sowie für die Modellgusstechnik. Thixotropes Fließverhalten und schnell entformbar.

Stand: 150720

Inhalt: **20 kg**

- **REF** 700 920 extraweiß
- **REF** 700 921 grau
- **REF** 700 922 blau
- **REF** 700 923 goldbraun

Anmischverhältnis:	100 g : 23 ml dest. Wasser
Anmischzeiten:	manuell 60 Sekunden Vakuum 30 Sekunden
Verarbeitungszeit:	5 - 6 Minuten
Abbindezeit:	9:30 - 10:30 Minuten
Entformbarkeit:	ca. 25 Minuten
Druckfestigkeit nach 1h:	60 MPa
Expansion nach 2h:	0,06%
Expansion nach 24h:	0,08%

Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH – Reichardsweide 40 – 63654 Büdingen – Tel.:+0049(0)6042 – 88 00 88