

## Medi-Spender-System

---

### Anwendungsbereich

Dosierbare Medikamentengläschen ermöglichen tropfgenau die hygienische und dabei sparsame Entnahme von Medikamenten. Die verschiedenen Farben der Medi-Spender schützen vor Verwechslung des Inhaltes. Ein wichtiger Meilenstein in der Praxishygiene.

### Eigenschaften

- System bestehend aus: Medi-Spender-Gläschen mit Silikonmembrane, Dappengläser, Systemsänder
- 5er System: sortiert in den Standardfarben: klar, gelb, rosalin, grün, blau
- 3er System: sortiert in den Standardfarben: klar, gelb, rosalin



### Lieferform

REF 796.0 5er System  
REF 796.1 3er System

### Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse I, Regel 1,

### Hersteller

Alfred Becht GmbH  
Carl-Zeiss-Str. 16  
D-77656 Offenburg  
Tel.: +49 781 60586-0  
Fax.: +49 781 60586-40  
[www.becht-online.de](http://www.becht-online.de)