




# KOPIISOFT

Stand:011223

- Ⓓ Weichelastische Folie, kein Verbund zu Acrylat.  
Anwendung: Mundschutz, Knirscherschutz, Positioner und Dublierformen.  
 Hinweis: Schutzfolie muss vor dem Tiefziehen entfernt werden! **Temperaturen und Heizzeiten können ja nach Gerät variieren. Nicht alle Geräte besitzen eine manuelle Temperaturregelung, in diesem Fall richten Sie sich bitte nach den Herstellerangaben Ihres Gerätes.**
- Ⓔ Soft-elastic foil, does not bond to acrylate.  
Application: Mouth guards, grinding splints, positioner and duplicating moulds.  
 Note: The protective foil must be removed before deep drawing! **Temperatures and heating times may vary depending on the device. Not all devices have manual temperature control, in this case please refer to the manufacturer's instructions for your**
- Ⓕ Film avec une élasticité souple, sans liaison à l'acrylate.  
Utilisation: Protections buccales, protections anti-bruxisme, positionneurs et répliques.  
 Remarque : Le film protecteur doit être retiré avant l'emboutissage. **Les températures et les temps de chauffage peuvent varier selon l'appareil. Tous les appareils ne disposent pas d'un contrôle manuel de la température, dans ce cas veuillez vous référer aux instructions du fabricant de votre appareil.**
- Ⓖ Film elastico simile alle gomma che non si lega all'autopolimero.  
Applicazione: Protezione della bocca, protezione gnash posizionario e forme di duplicazione.  
 Note: La pellicola protettiva deve essere rimossa prima della termoformatura! **Le temperature e i tempi di riscaldamento possono variare a seconda del dispositivo. Non tutti i dispositivi sono dotati di controllo manuale della temperatura, in questo caso fare riferimento alle istruzioni del produttore del proprio dispositivo.**
- Ⓒ Elastomerní fólie, nespojuje se s akrylátom  
Použití: ochrana ústní dutiny, ochrana proti skřípání zubů, pozicionér a dublovací formy.  
 Pokyny: Před vytvarováním za tepla je třeba odstranit ochrannou fólii! **Teploty a doby ohřevu se mohou lišit v závislosti na zařízení. Ne všechna zařízení mají manuální regulaci teploty, v takovém případě se prosím řiďte pokyny výrobce vašeho zařízení.**
- Ⓗ Gumiserű, lágy elasztikus fólia, amely nem köt autopolimerizátumokhoz.  
Alkalmazás: fogvédő, valamint fogcsikorgatás elleni sínék, pozicionáló és dublirformák.  
 Megjegyzés: A mélyhúzás előtt a védőfóliát el kell távolítani! **A hőmérséklet és a fűtési idő a készüléktől függően változhat. Nem minden készülék rendelkezik manuális hőmérséklet-szabályozással, ebben az esetben kérjük, olvassa el a gyártó készülékre vonatkozó utasításait.**

		
<b>M+W KopiSoft 1,5 x 120 mm</b>	<b>130°C</b>	<b>106 Sek./ sec./ mp</b>
<b>M+W KopiSoft 2,0 x 120 mm</b>	<b>125°C</b>	<b>117 Sek./ sec./ mp</b>
<b>M+W KopiSoft 3,0 x 120 mm</b>	<b>120°C</b>	<b>159 Sek./ sec./ mp</b>
<b>M+W KopiSoft 1,5 x 125 mm</b>	<b>130°C</b>	<b>106 Sek./ sec./ mp</b>
<b>M+W KopiSoft 2,0 x 125 mm</b>	<b>125°C</b>	<b>117 Sek./ sec./ mp</b>
<b>M+W KopiSoft 3,0 x 125 mm</b>	<b>120°C</b>	<b>159 Sek./ sec./ mp</b>



 Bart Medical s.r.l. · Viale Vincenzo Randi, 118 · 48121 Ravenna/Italy  
 Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40  
 63654 Büdingen/Germany · Tel.: +49 (0) 60 42 - 88 00 88