

**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SUGI absorbent material

Druckdatum: 20.10.2010

Seite 1 von 4

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung**Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung**

SUGI absorbent material

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

SUGI® Saugmaterial wird in verschiedenen Bereichen der Chirurgie zum raschen Aufsaugen von Blut und Sekret, zur Abdeckung von Wunden und zur Applikation von Medikamenten verwendet.

Bezeichnung des Unternehmens

Firmenname :	Kettenbach GmbH & Co. KG	
Straße :	Im Heerfeld 7	
Ort :	D-35713 Eschenburg	
Telefon :	+ 49(0) 2774/705-0	Telefax : +49 (0)2774/705-33
E-Mail :	info@kettenbach.de	
Internet :	www.kettenbach.de	
Auskunftgebender Bereich :	QM	
Notrufnummer :	+49 (0)30 30686 790 (Deutsch + Englisch)	

2. Mögliche Gefahren**Einstufung**

Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**Chemische Charakterisierung (Gemisch)**

Zusammensetzung: Zellulose ca. 35% (m/m), regenerierte Zellulose ca. 65% (m/m).
Kein Latex. Kein Material tierischen Ursprungs.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**Nach Hautkontakt**

Nicht zutreffend, Medizinprodukt zur Anwendung in der Chirurgie.

Nach Augenkontakt

Nicht zutreffend, Medizinprodukt zur Anwendung in der Chirurgie.

Nach Verschlucken

nicht anwendbar

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**Geeignete Löschmittel**Wasser. Schaum. Kohlendioxid (CO₂).**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Nicht erforderlich.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SUGI absorbent material

Druckdatum: 20.10.2010

Seite 2 von 4

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht erforderlich.

Verfahren zur Reinigung

Mechanisch aufnehmen.

Zusätzliche Hinweise

Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Weitere Angaben zur Handhabung

Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel.

Zusätzliche Hinweise zu den Lagerbedingungen

Hinweise auf der Verpackung beachten! Trocken lagern, vor Hitze, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

nicht anwendbar

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit sterilen Medizinprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Atemschutz

nicht anwendbar

Handschutz

Handschutz: nicht erforderlich.

Die beim Umgang mit sterilen Medizinprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Augenschutz

Augenschutz: nicht erforderlich.

Körperschutz

Körperschutz: nicht erforderlich.

Die beim Umgang mit sterilen Medizinprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SUGI absorbent material

Druckdatum: 20.10.2010

Seite 3 von 4

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand : fest
Farbe : weiß
Geruch : geruchlos

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert (bei 20 °C) : 4 - 7,5

Prüfnorm

Zustandsänderungen

Schmelztemperatur : Schmilzt nicht.
Erweichungspunkt : Erweicht nicht.
Flammpunkt : Nicht zutreffend.
Dichte (bei 20 °C) : ca. 1 g/cm³
Wasserlöslichkeit : < 1 g/L
(bei 20 °C)

Sonstige Angaben

Thermische Zersetzung: > 175°C

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Lagerung außerhalb der vorgegebenen Lagerbedingungen (siehe Verpackung)

Zu vermeidende Stoffe

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zusätzliche Hinweise

Hinweise auf der Verpackung beachten!

11. Toxikologische Angaben

Toxikologische Prüfungen

Akute Toxizität

Zytotoxizität: Keine zytotoxische Wirkung.
Prüfung gemäß ISO 10993-5.

Ätzende und reizende Wirkungen

Reizwirkung an der Haut: nicht reizend. (Kaninchen.)
Prüfung gemäß ISO 10993-10.

Reizwirkung am Auge: nicht reizend. (Kaninchen.)
Prüfung gemäß ISO 10993-10.

Sensibilisierende Wirkungen

nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen.)
Prüfung gemäß ISO 10993-10.

12. Umweltbezogene Angaben

Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch abbaubar.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SUGI absorbent material

Druckdatum: 20.10.2010

Seite 4 von 4

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel Produkt

200301 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLISSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Andere Siedlungsabfälle; gemischte Siedlungsabfälle

Abfallschlüssel Produktreste

180103 ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND FORSCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND RESTAURANTABFÄLLE, DIE NICHT AUS DER UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN); Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen; Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

150105 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verbundverpackungen

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

Sonstige einschlägige Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung

Hinweis zur Kennzeichnung

Das Produkt braucht nach der Richtlinie 67/548/EWG nicht gekennzeichnet zu werden.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse : -- nicht wassergefährdend
Status : WGK-Selbsteinstufung

16. Sonstige Angaben

Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)