



# GIPSENTFERNER PLUS MIT AKTIVATOR

Flasche

- REF 000 939 **1 l**
- REF 300 939 **5 l**

M+W Gipsentferner PLUS ist ein außerordentlich schneller Spezialreiniger mit sehr hoher Lösekraft für alle Dental-Gipse und gipsgebundene Einbettmassen.

Er wirkt zugleich sehr selektiv und schonend. Die verbleibende Aktivität kann durch abnehmende Bläschenbildung an Gipsoberflächen sichtbar beurteilt werden (Indikator).

Rückstände in der Lösung beeinträchtigen die Aktivität nicht, bei Stillstand der Blasenbildung muß die Lösung ausgetauscht werden.

Der Gipsentferner ist für alle Materialien zur schnellen und gleichzeitig schonenden Anwendung empfehlenswert. (Vorsicht bei vernickelten Gegenständen!)

### **Gebrauchshinweise:**

Der Gipsentferner wird unverdünnt angewendet und kann auch in Kombination mit einem warmen Ultraschallbad (zusätzliche Beschleunigung) benutzt werden.

Stand:021017

**M+W Dental**

Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40  
D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88