

simplee

SIMPLE FLOW

Dünnflüssiger Klasse IV Sockelgips. Gute Fließfähigkeit bei niedriger Expansion und glatter Oberfläche. Splitcast und Modellsockel bleiben blasenfrei und passgenau.

Stand: 150720

Inhalt: **20 kg**

- **REF** 700 913 extraweiß
- **REF** 700 914 grau
- **REF** 700 915 gelb
- **REF** 700 916 blau

Anmischverhältnis:	100 g: 23 ml dest. Wasser
Anmischzeiten:	manuell 60 Sekunden Vakuum 30 Sekunden
Verarbeitungszeit:	flüssig bis 5 Minuten
Abbindezeit:	10:30 - 11:30 Minuten
Entformbarkeit:	ca. 30 Minuten
Druckfestigkeit nach 1h:	50 MPa
Expansion nach 2h:	0,06%
Expansion nach 24h:	0,06%

Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH – Reichardsweide 40 – 63654 Büdingen – Tel.:+0049(0)6042 – 88 00 88